


# Galileo



Galileo er et fleksibelt og letkørende kørestolsstel til børn og unge. Stellets kompakte konstruktion gør at det passer perfekt, når man har behov for et mindre kørestolsstel. Endelig er det enkelt at justere, så det nemt kan tilpasses den enkeltes behov og mål. Vores siddesystemer, Delfi Pro, Sharky Pro og Anatomic formstøbt sæde passer perfekt sammen med Galileo.

- Meget letkørende
- Indendørs- & udendørsstel
- Godt tilt



Str.	Total længde (a)	Total bredde (b)	Sædeplade -justerbar-dybde (c)		Bredde Sædeplade	Dybde sædeplade (d)	
			Standard sædeplade	Forlænget sædeplade		Standard	forlænget
Mini	70 - 84 cm	54 cm	30 - 33 cm	35 - 38,5 cm	20,5 cm	26,5 cm	32 cm
0	70 - 84 cm	57 cm	30 - 33 cm	35 - 38,5 cm	20,5 cm	26,5 cm	32 cm
1	70 - 84 cm	60 cm	35 - 38,5 cm	41,5 - 48,5 cm	26,5 cm	32 cm	38 cm
2 kort	70 - 84 cm	63 cm	35 - 38,5 cm	41,5 - 48,5 cm	26,5 cm	32 cm	38 cm
2 lang	78 - 93 cm	63 cm	35 - 38,5 cm	41,5 - 48,5 cm	26,5 cm	32 cm	38 cm
3	78 - 93 cm	66 cm	41,5 - 48,5 cm	46 - 53,5 cm	32,5 cm	38 cm	43 cm
4	78 - 93 cm	69 cm	41,5 - 48,5 cm	46 - 53,5 cm	32,5 cm	38 cm	43 cm
5	78 - 93 cm	72 cm	46 - 53,5 cm	—	38,5 cm	43 cm	—
6	78 - 93 cm	75 cm	46 - 53,5 cm	—	38,5 cm	43 cm	—

Str.	Se illustration ovenfor (e)	Ryghøjde fra sædeplade (g)	Bredde mellem drivhjul (h)		Rammelængde	Rammebredde indvendig (i)	Ryg-vinkel
			med frakkeskånere	uden frakkeskånere			
Mini	til 4 cm	55 - 65 cm	32,5 cm	34,5 cm	58 cm	29,5 cm	35°
0	til 4 cm	55 - 65 cm	35,5 cm	37,5 cm	58 cm	32,5 cm	35°
1	til 4 cm	55 - 65 cm	38,5 cm	40,5 cm	58 cm	35,5 cm	35°
2 kort	til 6,5 cm	55 - 65 cm	41,5 cm	43,5 cm	58 cm	38,5 cm	35°
2 lang	til 6,5 cm	55 - 65 cm	41,5 cm	43,5 cm	68 cm	38,5 cm	35°
3	til 6,5 cm	55 - 65 cm	44,5 cm	46,5 cm	68 cm	41,5 cm	35°
4	til 6,5 cm	55 - 65 cm	47,5 cm	49,5 cm	68 cm	44,5 cm	35°
5	til 6,5 cm	55 - 65 cm	50,5 cm	52,5 cm	68 cm	47,5 cm	35°
5	til 6,5 cm	55 - 65 cm	53,5 cm	55,5 cm	68 cm	50,5 cm	35°