

# Tekniska data

## Easystand Zing MPS

Brukarlängd	51-112cm
Max brukarvikt	32kg
Multi Knästöd (XS)	10-23cm
Multi Knästöd (S)	11-23cm
Vikt	25kg
Polstring	Svart nylon/Neoprene
Färg på ram	Grön, lila, vit
Hjuldiameter	8cm
Lyftmekanism	Gasfjädring
Tilt / Framåttilt	0-90° / -15°
Abduktion ben	30° per sida
Fotremmar XS (par)	Fothöjd 4-8cm
Fotremmar S (par)	Fothöjd 8-15cm
Bord	28x48cm
Höftstöd	9x9cm
Höftbälte	Upp till ca 61cm
Ryggdyna låg (XS)	13x18cm
Ryggdyna låg (S)	13x23cm
Ryggdyna hög (XS)	18x18cm
Ryggdyna hög (S)	18x23cm
Brösthälte	Upp till ca 61cm
Huvudstöd	15x25cm

