

# ZITZI STARFISH PRO



## ZITZI™ STARFISH PRO

### Kombineret bad- og toiletstol


#### 3 TYPER AF UNDERSTEL:

Indgår i grundudførelsen:

- Stel med 100 mm hjul
- Sædedel med polstring
- Rygprofil med kørebøjle
- Fæste potte

#### 2 TYPER AF SÆDER:

- Helt
- Delt



Der er ekstra tilbehør på produkterne på billederne

Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, har været igennem forbedringsmaskinen både på design og funktion og resultatet er Zitzi Starfish Pro.

Zitzi Starfish Pro har en stærk konstruktion med mange justeringsmuligheder for at give en suveræn støtte og positionering.

Sædedelen tilbydes med et manuelt eller højdejusterbart stel. Sidstnævnte kan højde-justeres ved hjælp af pumpe eller el.

Tilpasningsmuligheder giver et godt udgangspunkt for at opnå en god siddestilling i en bad- og toiletstol, og Zitzi Starfish Pro tilbyder gode muligheder for individuel tilpasning, uden at gå på kompromis med støtte og siddestilling.

Desuden findes mulighed for tilpasning af lårbenslængdeforskel og abduktion. Indstilling af sædet i abduktion gør placering af kateter nemmere.

#### Starfish Pro Manuel

Fast stel men med manuel justering (uden værktøj) for en sædehøjde mellem 53-63 cm.



#### Starfish Pro Hydraulisk

Højdejusterbart stel med hydraulisk justering mellem 53-78 cm i sædehøjde.



#### Starfish Pro El

Højdejusterbart stel med elektrisk justering mellem 53-78 cm i sædehøjde.



## 1 Vælg chassi

- 689401 Starfish Pro Manuel, sædedel inkl. betræk, str. 1
- 689406 Starfish Pro Manuel, sædedel delt inkl. betræk, str. 1
- 689411 Starfish Pro Hydraulisk, sædedel inkl. betræk, str. 1
- 689416 Starfish Pro Hydraulisk, sædedel delt inkl. betræk, str. 1
- 689421 Starfish Pro El højdejust. sædedel inkl. betræk, str. 1
- 689426 Starfish Pro El højdejust. sædedel delt inkl. betræk, str. 1

STARFISH STR. 1  
Brugerhøjde: 120- 145 cm  
Sædedybde: 300-380 mm  
Sitsbredde, hel: 380 mm  
Sitsbredde, delt: 350-480 mm  
Tilt: -5-30 grader  
Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader  
Stel BxL: 540 x 690 mm  
Max brugervægt: 120/100 kg (man./El)

- 689402 Starfish Pro Manuel, sædedel inkl. betræk, str. 2
- 689407 Starfish Pro Manuel, sædedel delt inkl. betræk, str. 2
- 689412 Starfish Pro Hydraulisk, sædedel inkl. betræk, str. 2
- 689417 Starfish Pro Hydraulisk, sædedel delt inkl. betræk, str. 2
- 689422 Starfish Pro El højdejust. sædedel inkl. betræk, str. 2
- 689427 Starfish Pro El højdejust. sædedel delt inkl. betræk, str. 2

STARFISH STR. 2  
Brugerhøjde: 140- 175 cm  
Sædedybde: 360-470 mm  
Sitsbredde, hel: 450 mm  
Sitsbredde, delt: 350-510 mm  
Tilt: -5-30 grader  
Hofte-/rygvinkel: -10-35 grader  
Stel BxL: 540 x 690 mm  
Max brugervægt: 120/100 kg (man./El)

- 689403 Starfish Pro Manuel, sædedel inkl. betræk, str. 3
- 689408 Starfish Pro Manuel, sædedel delt inkl. betræk, str. 3
- 689413 Starfish Pro Hydraulisk, sædedel inkl. betræk, str. 3
- 689418 Starfish Pro Hydraulisk, sædedel delt inkl. betræk, str. 3
- 689423 Starfish Pro El højdejust. sædedel str. 3
- 689428 Starfish Pro El højdejust. sædedel delt inkl. betræk, str. 3

STARFISH STR. 3  
Brugerhøjde: 170- 200 cm  
Sædedybde: 450-550 mm  
Sitsbredde, hel: 510 mm  
Sitsbredde, delt: 390-520 mm  
Tilt: -5-30 grader  
Hofte-/rygvinkel: -10-30 grader  
Stel BxL: 590 x 790 mm  
Max brugervægt: 150/120 kg (man./El)

## 2 Vælg ryg

- 689431 Rygdæl inkl. betræk, str. 1
- 689432 Rygdæl inkl. betræk, str. 2
- 689433 Rygdæl inkl. betræk, str. 3
  
- 689435 Rygdæl med sakrumstøtte



Rygdæl inkl. betræk  
**Str. 1:** Ryghøjde 460 mm  
Rygprofil: 500 mm

**Str. 2:** Ryghøjde: 560 mm  
Rygprofil: 600 mm

**Str. 3:** Ryghøjde: 660 mm  
Rygprofil: 700 mm



Rygdæl med sakrumstøtte

## 3 Vælg kropsstøtte

- 689441 Kropsstøtte inkl. betræk, str. 1
- 689442 Kropsstøtte inkl. betræk, str. 2
- 689443 Kropsstøtte inkl. betræk, str. 3
  
- 689446 Kropsstøtte forstærket inkl. betræk, str. 1
- 689447 Kropsstøtte forstærket inkl. betræk, str. 2
- 689448 Kropsstøtte forstærket inkl. betræk, str. 3



**Str. 1:** Kropsbredde: 210-300 mm  
Dybde: 140 mm

**Str. 2:** Kropsbredde: 240-340 mm  
Dybde: 170 mm

**Str. 3:** Kropsbredde: 300-400 mm  
Dybde: 200 mm

## 4 Vælg hovedstøtte

- 689456 Hovedstøtte str. 1 lang kpl.
- 689457 Hovedstøtte str. 2 kpl.
- 689458 Hovedstøtte str. 2 lang kpl.
- 152435 Monteringsbeslag Aktivt pandebånd
- 77101 Aktivt pandebånd, Voksen
- 77102 Aktivt pandebånd, Junior



Hovedstøtte




Hovedstøtte lang



Aktivt pandebånd

**Str. 1 lang:** 280 x 160 mm  
**Str. 2:** 240 x 190 mm  
**Str. 2 lang:** 280 x 210 mm



## 5 Vælg armlæn

- 689461 Armlæn ryg str. 1
- 689462 Armlæn ryg str. 2
- 689463 Armlæn ryg str. 3
- 990103 Blød polstring str. 1
- 990109 Blød polstring str. 2-3
- 689465 Armlæn Stel str. 1
- 689466 Armlæn Stel str. 2

Vi anbefaler armlæn str. 1 til Starfish Pro str. 1 & 2, samt armlæn str. 2 til Starfish Pro str. 3.



Armlæn ryg

### Mål armlænsplade:

**Str. 1:** 230 x 75 mm  
**Str. 2-3:** 330 x 75 mm



Armlæn chassi

### Mål armlænsplade chassi:

**Str. 1-2:** 270 x 50 mm

Monteres på stel. Følger ikke med ved tilting.

## 6 Vælg bord

- 990252 Bord str. 2
- 990253 Bord str. 3
- 990254 Bord str. 4
- 990255 Bord str. 5



### Rekommendationsguide Vælg bord efter kropsbredde

Bord	Kropsbredde
Str. 2	19-25 cm
Str. 3	24-30 cm
Str. 4	29-35 cm
Str. 5	34-40 cm

## 7 Vælg positioneringsstøtte

- 375211 Sternumstøtte Soft Blå str. S
- 375311 Sternumstøtte Soft Blå str. M
- 375411 Sternumstøtte Soft Blå str. L
- 376521 H-sele Soft Blå str. S
- 376531 H-sele Soft Blå str. M
- 376541 H-sele Soft Blå str. L



Øvre monteringsbeslag



Sternumstøtte




H-sele

Varenumrene ovenfor skal kompletteres med

- 689284 Øvre monteringsbeslag, lang

## 8 Vælg lårstøtte/hoftestøtte

- 689471 Lårstøtte yderside, delt sædedel str. 1
- 689472 Lårstøtte yderside, delt sædedel str. 2
- 689473 Lårstøtte yderside, delt sædedel str. 3
- 689476 Lårstøtte inderside, delt sædedel str. 1
- 689477 Lårstøtte inderside, delt sædedel str. 2
- 689478 Lårstøtte inderside, delt sædedel str. 3
- 689561 Lårstøtte yderside, hel sædedel str. 1
- 689562 Lårstøtte yderside, hel sædedel str. 2
- 689563 Lårstøtte yderside, hel sædedel str. 3
- 689481 Hoftestøtte str. 1-2 - Starfish Pro
- 689483 Hoftestøtte str. 3 - Starfish Pro



### Mål lårstøtte:

**Str. 1:** 140-200 mm  
**Str. 2:** 360-500 mm  
**Str. 3:** 420-560 mm

## 9 Vælg hoftebælte

- 374201 SittBelt Comfort Blå str. S, DWSR25 2-punkt
- 374202 SittBelt Comfort Blå str. S, 725 2-punkt
- 374211 SittBelt Comfort Blå str. M, DWSR40 2-punkt
- 374212 SittBelt Comfort Blå str. M, S40 2-punkt
- 374213 SittBelt Comfort Blå str. M, 740 2-punkt
- 374221 SittBelt Comfort Blå str. L, DSWR40 2-punkt
- 374223 SittBelt Comfort Blå str. L, S40 2-punkt
- 374222 SittBelt Comfort Blå str. L, 740 2-punkt
- 374205 SittBelt Blå str. S, DWSR25 4-punkt
- 374206 SittBelt Blå str. S, 725 4-punkt
- 374216 SittBelt Blå str. M, DWSR40 4-punkt
- 374217 SittBelt Blå str. M, S40 4-punkt
- 374218 SittBelt Blå str. M, 740 4-punkt
- 374226 SittBelt Blå str. L, DWSR40 4-punkt
- 374227 SittBelt Blå str. L, S40 4-punkt
- 374228 SittBelt Blå str. L, 740 4-punkt
- 374231 Antirotationsbælte Blå str. S, DWSR25 4-punkt
- 374232 Antirotationsbælte Blå str. S, 725 4-punkt
- 374241 Antirotationsbælte Blå str. M, DWSR40 4-punkt
- 374242 Antirotationsbælte Blå str. M 740 4-punkt



Sittbelt Comfort 2-punkt



Sittbelt Pro 4-punkt



Antirotationsbælte

## 10 Vælg ankelbæspænding

- 377111 Ankelbæspænding Soft Blå str. S
- 377211 Ankelbæspænding Soft Blå str. M
- 377311 Ankelbæspænding Soft Blå str. L



Ankelbæspænding

### Mål rundt om ankel


str. S 160-240 mm  
str. M 220-280 mm  
str. L 260- mm

## 11 Vælg fodstøtte

- 689486 Fodstøtte str. 1
- 689487 Fodstøtte str. 2
- 689488 Fodstøtte str. 3
  
- 689491 Fodstøtte delt str. 1
- 689492 Fodstøtte delt str. 2
- 689493 Fodstøtte delt str. 3
  
- 689496 Fodstøtte opklappelig str. 1
- 689497 Fodstøtte opklappelig str. 2
- 689498 Fodstøtte opklappelig str. 3
  
- 689501 Fodstøtte delt opklappelig str. 1
- 689502 Fodstøtte delt opklappelig str. 2
- 689503 Fodstøtte delt opklappelig str. 3
  
- 689506 Fodstøtte delt kugleled str. 1
- 689507 Fodstøtte delt kugleled str. 2
- 689508 Fodstøtte delt kugleled str. 3
  
- 689511 Polstring fodstøtte str. 1
- 689512 Polstring fodstøtte str. 2
- 689513 Polstring fodstøtte str. 3
  
- 689516 Polstring fodstøtte delt str. 1
- 689517 Polstring fodstøtte delt str. 2
- 689518 Polstring fodstøtte delt str. 3



Fodstøtte



Fodstøtte delt



Fodstøtte opklappelig



Fodstøtte delt opklappelig



Fodstøtte delt kugleled



Polstring fodstøtte



Polstring fodstøtte delt

### Fodstøtte

	Fodstøtte str. 1	Fodstøtte str. 2	Fodstøtte str. 3
Mål, fodplade (B x D)	345 x 225 mm	380 x 255 mm	380 x 310 mm
Mål, fodplade (B x D)	Fodstøtte delt str. 1 160 x 220 mm	Fodstøtte delt str. 2 180 x 255 mm	Fodstøtte delt str. 3 180 x 305 mm
Profillængde	300 mm	400 mm	500 mm

## 12 Vælg lægstøtte

- 689520 Lægstøtte str. 1
- 689521 Lægstøtte str. 2
- 689522 Lægstøtte str. 3

- 689523 Polstring lægstøtte str. 1
- 689524 Polstring lægstøtte str. 2
- 689525 Polstring lægstøtte str. 3



Lægstøtte og polstring

### Mål

- str. 1 120x140 mm
- str. 2 150x150 mm
- str. 3 225x150 mm

## 13 Vælg sædedelsbetræk; extra aflastende

- 689541 Sædedelsbetræk, X-aflastende str. 1
- 689542 Sædedelsbetræk, X-aflastende str. 2
- 689543 Sædedelsbetræk, X-aflastende str. 3

- 689546 Sædedelsbetræk, X-aflastende str. 1 delte
- 689547 Sædedelsbetræk, X-aflastende str. 2 delte
- 689548 Sædedelsbetræk, X-aflastende str. 3 delte

Ekstra trykaflastende sædedelsbetræk.  
28 mm materiale istedet for std. 14mm

## 14 Vælg potte/ stænskjold

- 689526 Potte str. 1 kpl.
- 689527 Potte str. 2 kpl.
- 689531 Stænskjold str. 1
- 689532 Stænskjold str. 2



Potte



stænskjold

Potte str. 1 passer til Starfish Pro str. 1 & 2, samt potte str. 2 passer til Starfish Pro str. 3.

Stænskjold str. 1 passer till Starfish Pro str. 1 & 2, samt potte str. 2 passer til Starfish Pro str. 3.

## Reserve dele

- 689581 Betræk Rygdæl starfish str. 1 kpl. - Clozitt Pro
- 689582 Betræk Rygdæl starfish str. 2 kpl. - Clozitt Pro
- 689583 Betræk Rygdæl starfish str. 3 kpl. - Clozitt Pro
- 689671 Polstring sædedel hel str. 1 - Starfish Pro
- 689672 Polstring sædedel hel str. 2 - Starfish Pro
- 689673 Polstring sædedel hel str. 3 - Starfish Pro
- 689676 Polstring sædedel delt str. 1 - Starfish Pro
- 689677 Polstring sædedel delt str. 2 - Starfish Pro
- 689678 Polstring sædedel delt str. 3 - Starfish Pro
- 689681 Polstring, hovedstøtte, str. 1 langt - Clozitt
- 689682 Polstring, hovedstøtte, str. 2 langt - Clozitt
- 689683 Polstring, hovedstøtte, str. 2 - Clozitt
- 689691 Polstring, benstøtte inderside, str. 1 - Clozitt
- 689692 Polstring, benstøtte inderside, str. 2 - Clozitt
- 689693 Polstring, benstøtte inderside, str. 3 - Clozitt
- 689695 Hålfyllnad bendel 51x27x14mm - Starfish
- 689696 Polstring, benstøtte yderside, str. 1 - Clozitt
- 689697 Polstring, benstøtte yderside, str. 2 - Clozitt
- 689698 Polstring, benstøtte yderside, str. 3 - Clozitt

# Tekniske data

<b>Passer brugerlængde:</b>	ca. 120-145 cm	140-175 cm	170-200 cm
<b>Stel med sædedel</b>	<b>Sædedel str.1</b>	<b>Sædedel str.2</b>	<b>Sædedel str.3</b>
<b>Sædedybde</b>	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
<b>Sædebredde</b>	380 mm	450 mm	510 mm
<b>Bredde bendel med polst.</b>	380 mm	450 mm	510 mm
	<b>Sædedel delt str.1</b>	<b>Sædedel delt str.2</b>	<b>Sædedel delt str.3</b>
<b>Sædedybde</b>	300-380 mm	360-470 mm	450-550
<b>Sædebredde</b>	350-410 (480*)mm	380-440 (510*)mm	390-450 (520*)mm
<b>Bredde bendel med polst.</b>	165 mm	185 mm	200 mm
<b>Str. hygiejnehul</b>	50-110 (180*)mm	40-100 (170*)mm	30-90 (160*)mm
<b>Frigang toilet, el stel</b>	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
<b>Frigang toilet, el stel</b>	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
<b>Sædehøjde, Man. stel</b>	53-63 cm	53-63 cm	53-63 cm
<b>Sædehøjde, Hydraulisk/EI</b>	53-78 cm	53-78 cm	53-78 cm
<b>Tilt</b>	-5-30 grader	-5-30 grader	-5-30 grader
<b>Hofte-/rygvinkel</b>	-10-35 grader	-10-35 grader	-10-30 grader
<b>Bredde, stel</b>	540 mm	540 mm	590 mm
<b>Længde, stel</b>	690 mm	690 mm	790 mm
<b>Hjul</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Frigang</b>	65 mm	65 mm	65 mm
<b>Ca. vægt inkl. hovedstøtte, fodstøtte &amp; armlæn</b>	31 kg	33 kg	35 kg
<b>Max brugervægt:</b>			
<b>Manuelt</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
<b>Hydraulisk/EI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>

\* = Sidedelene monteret i yderspor

## Ryg

**Str. 1:** Ryghøjde 460 mm. Rygprofil: 500 mm

**Str. 2:** Ryghøjde: 560 mm. Rygprofil: 600 mm

**Str. 3:** Ryghøjde: 660 mm. Rygprofil: 700 mm

## Kropsstøtte

**Str. 1:** Kropsbredde: 210-300 mm. Kropsdybde: 140 mm

**Str. 2:** Kropsbredde: 240-340 mm. Kropsdybde: 170 mm

**Str. 3:** Kropsbredde: 300-400 mm. Kropsdybde: 200 mm

**Kropsstøttesjustering +/- 85 mm**

## Fodstøtte

**Mål, fodplade (B x D)**

**Fodstøtte str. 1**  
345 x 225 mm

**Fodstøtte str. 2**  
380 x 255 mm

**Fodstøtte str. 3**  
380 x 310mm

**Mål, fodplade (B x D)**

**Fodstøtte delt str. 1**  
160 x 220 mm

**Fodstøtte delt str. 2**  
180 x 255 mm

**Fodstøtte delt str. 3**  
180 x 305 mm

**Profillængde**

300 mm

400 mm

500 mm