




Tekniske data Starfish Pro

	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Passer brugerhøjde	ca. 120-145 cm	140-175 cm	170-200 cm
Stel med hel sædedel	Sædedel hel str. 1	Sædedel hel str. 2	Sædedel hel str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (med betræk) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Størrelse hygiejne hul (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
Stel med delt sædedel	Sædedel delt str. 1	Sædedel delt str. 2	Sædedel delt str. 3
Sædedybde (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sædebredde (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredde bendel m betræk (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Størrelse hygiejne hul (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigang toilet, Man. stel	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigang toilet, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sædehøjde, Man. stel**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sædehøjde, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5° til +30°	-5° til +30°	-5° til +30°
Hofte-/rygvinkel	-10° til +35°	-10° til +35°	-10° til +30°
Stel, bredde (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Stel, længde (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigang	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vægt inkl. hovedstøtte, fodstøtte, armlæn	31 kg	33 kg	35 kg
Max brugervægt Man. stel:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brugervægt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg

* Max sædebredde fås, når sædedelene er monteret i yderspor på sædepladen
 ** ekskl. betræk



RYG Højde (E)	Kropsstøtte (mm)			
	Bredde (F)	Dybde (G)	Højde (H)	
Str. 1	460 mm	210-300	140	210
Str. 2	560 mm	240-340	170	230
Str. 3	660 mm	300-400	200	260



Kropsstøttesjustering +/- 85 mm

BORD

Mål

Bord std.	A	B	C	D
Str. 1	480 x 450	240	250	
Str. 2	540 x 515	260	290	
Str. 3	570 x 570	280	340	
Str. 4	660 x 600	320	385	
Str. 5	660 x 650	320	435	

Støttebord	A	B	C	D
Str. 1	380 x 450	230	260	
Str. 2	430 x 510	260	300	
Str. 3	490 x 580	300	340	
Str. 4	540 x 640	330	380	



Fodstøtte mål B x D

Helt str. 1	345 x 225 mm
Helt str. 2	380 x 255 mm
Helt str. 3	380 x 310 mm
Delt str. 1	160 x 220 mm
Delt str. 2	180 x 255 mm
Delt str. 3	180 x 305 mm

