



Hvilke størrelser og typer af siddesystem passer sammen med hvilke størrelser og typer af kørestolsstel?

**Find svaret her:**

<b>KØRESTOLSSTEL</b>	Flipper Pro			Flipper Pro Flex	Pengy	Guppy		Seabass Pro		
	Str. 1	Str. 2	Str. 3			Str. 1	Str. 2	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Delfi Pro str. 0	x	x		x	x	x		x		
Delfi Pro str. 1	x	x		x	x	x		x		
Delfi Pro str. 2		x		x	x	x		x	x	
Delfi Pro str. 3			x	x		x	x <sup>1</sup>	x	x	
Delfi Pro str. 4			x	x		x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	
Sharky Pro str. 1			x	x					x <sup>1</sup>	
Sharky Pro str. 2			x	x						x <sup>1</sup>
Anatomic formstøbt sæde	x	x	x	x	x	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>

X<sup>1</sup> Afhænger af hvilke størrelse hjul, man vælger