

# EasyStand Zing



## Kan bruges til flere

Flere børn kan anvende samme enhed takket være enkle justeringer.

## Multifunktionelt bord

Vinkeljusterbart og svingbart fra højre eller venstre, eller kan tages helt væk. Det kan også forblive på plads under transport.



## Unik løfte- mekanisme

Dual-kontrol muliggør vinkeljustering via fodpedal eller håndkontrol.



**NYHED**  
Str. 2

## Fleksibel

Enkel og brugervenlig med værktøjs-fri justering af alle muligheder



## Abduktion

Op til 30° per ben

Easystand Zing MPS (Multi-position ståstativ) er det eneste ståstativ, som muliggør at barnet kan komme fra en fuld rygliggende position til fremad-liggende position (20° fremad) uden at skulle lave tilpasninger i ståsystemet. Det kan foregå i en glidende bevægelse. Barnet positioneres en gang, uden der skal ændres eller justeres på støtterne eller fodpladerne, hvilket betyder mindre manuel håndtering af barnet.

Easystand Zing MPS er let at justere takket være sine justeringskruer. Den henvender sig til en stor målgruppe, da den vokser med barnet og tilpasser sig efter deres forskellige behov. Specielle ændringer er ikke nødvendige for at børn med kontrakturer kan anvende Zing.



## Størrelsesguide

Str. 1: Brugerhøjde: 51-112 cm  
Str. 2: Brugerhøjde: 102-152 cm

	Str. 1	Str. 2
Tilt .....	-20-90°	-20-90°
Abduktion .....	30°	30°
Vægt .....	25 kg	37 kg
Farve .....	Grøn/hvid	Grøn/hvid
Max brugervægt.....	32 kg	70 kg